

Instructions pour réaliser le recueil nasal et son envoi

Matériel fourni dans le kit

- Ecouvillon (FLOQSwab)
- Tube contenant le liquide de transport
- Pochette de transport avec du papier absorbant
- Questionnaire "recueil nasal"
- Enveloppe "lettre suivie" cartonnée



UNE VIDEO EST DISPONIBLE

<http://crespi.vjf.inserm.fr/index.php/ressources/#tutoriels>


Vous pouvez regarder une vidéo explicative sur le site internet CRESPI.

Vous pouvez également nous contacter pour toute question au 0 805 29 20 30

1. Comment réaliser le recueil sur votre enfant?

Préparez-vous

- Installez-vous avec votre enfant dans une pièce bien éclairée, et avec tout le matériel nécessaire à disposition
- Evitez de moucher votre enfant avant de réaliser le recueil
- Lavez-vous les mains avant de réaliser le recueil



Réalisez le recueil



- Inclinez doucement la tête de votre enfant vers l'arrière, en maintenant le menton d'une main
- Avec l'autre main, introduisez délicatement la **brosse cotonnée** de l'écouvillon dans l'une des narines (il n'est pas nécessaire d'introduire la brosse entièrement)
- Frottez doucement avec l'écouvillon l'intérieur de la narine en faisant 3 tours si possible :
 - Si votre enfant a le nez qui coule en ce moment essayez d'avoir un bon échantillon de mucus (sécrétions nasales)
 - Si votre enfant n'a pas le nez qui coule en ce moment, frottez simplement doucement l'intérieur de la narine. L'échantillon pourra être analysé même si rien n'est visible sur la brosse.
- Retirez l'écouvillon de la narine, et avec le même écouvillon, réalisez un recueil similaire dans l'autre narine
- Ouvrir le tube (ne pas jeter le contenant liquide)
- Insérez l'écouvillon dans le tube avec le liquide (cf photo1)
- Cassez l'écouvillon au niveau du point de rupture (cf photo 2)
- Fermer le tube fermement



Conservez le prélèvement



- Enveloppez le tube avec le papier absorbant fourni
- Placez le tube dans la pochette de transport
- Scellez la pochette de transport en retirant le bandeau brillant



Après avoir réalisé le prélèvement et placé le tube dans la pochette, placez la pochette fermée au réfrigérateur jusqu'à ce que vous puissiez nous l'envoyer.

2. Comment nous envoyer le prélèvement ?

Envoyez-nous le kit



- Complétez le questionnaire
- Placez le questionnaire rempli dans la pochette de prélèvement (poche extérieure)



- Placez la pochette dans la lettre de suivi cartonnée adressée au CSTB affranchie
- Fermez la lettre suivie cartonnée
- Déposez la lettre à la poste le plus tôt possible. La lettre est déjà affranchie et vous n'avez rien à payer pour l'envoi

Merci pour votre participation